

Краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

07.05.2019 г. №. 328-19

На № _____ от _____

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего
товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Запасные части для стоматологического оборудования	Микромотор Ch 660 без света для стоматологической установки: Напряжение питания: min . 5 V (DC), max . 26 V (DC) Охлаждающий воздух - выход : 6-10 l / min . на выходе из микродвигателя Охлаждающий воздух - вход : 28 l / min . на входе в микродвигатель Обороты микродвигателя: max. 40 000/min. Направление оборотов: опция, направо/налево Крутящий момент: 35 mNm Стерилизуемость: АВТОКЛАВ 135°C Подключение: шланг, совместимый с P 2 ED 460 Тип эксплуатации: 2,5 min. ON a 7,5 min. OFF Вес: 124 g Код ОКПД2 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические	шт.	1		
2	Запасные части для стоматологического оборудования	Насадка А, артикул DS- 001А, для удаления камня универсальная для ультразвуковых аппаратов Пьезон, EMS, Швейцария.	шт.	6		

		Инструмент для удаления массивных плотных сильно минерализованных наддесневых зубных отложений со всех поверхностей зуба. Применяется со всеми аппаратами Piezon. Код ОКПД2 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические					
3	Запасные части для стоматологического оборудования	Насадка Р, артикул DS-001Р, для удаления камня универсальная для ультразвуковых аппаратов Пьезон, EMS, Швейцария. Насадка пародонтологическая Инструмент для удаления поддесневых зубных отложений при глубине пародонтального кармана до 3-4 мм, а также средне- и слабоминерализованных наддесневых зубных отложений со всех поверхностей зуба. Длина рабочей части 15 мм. Код ОКПД2 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические	шт.	4			
4	Запасные части для стоматологического оборудования	Наконечник турбинный TG656 Easy, Chirana, Словакия: Рабочее давление: рекомендуемое с 0,21 по 0,23 МПа, максимальное 0,30МПа Обороты: 380 000 об./min ±10% Время остановки: до 2 с. Потребление воздуха: 38 l/min ±2 l/min Применяемые боры: диаметр хвостовика 1,59-1,6mm, длина max. 25mm диаметр режущей части max. 2mm Крепящая сила: min. 35N Стерилизуемость: АВТОКЛАВ 135°C Мощность: 18W	шт.	6			

		Уровень шума: 60 dB(A) Подключение: ISO 4 MIDWEST Подшипники: с керамическими шариками Спрей: 5-струйный спрей Вес: 46 g Код ОКПД2 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические					
5	Запасные части для стоматологического оборудования	Лампа галогенная OSRAM, артикул 64617 S, Германия. Тип цоколя G5.3-4.8 Напряжение 12V Мощность 75 W Код ОКПД2 27.40.12.000 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных ламп	шт.	3			
6	Запасные части для стоматологического оборудования	Лампа галогенная Philips, артикул 13165, 14V 35W GZ4 1CT/10X5F, Нидерланды Тип цоколя/корпуса GZ4 1CT/10X5F Напряжение 14V Мощность 35 W Диаметр 35 мм Код ОКПД2 27.40.12.000 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или инфракрасных ламп	шт.	3			
7	Запасные части для стоматологического оборудования	Насадка МОДЕЛЛЕР М 7.1 С, артикул 02585, для электрошпателей АВЕРОН Насадка сенсорная для электрошпателей АВЕРОН. Форма рабочей части инструмента - игла изогнутая толстая. Насадка снабжена сенсорным датчиком для включения форсированного нагрева электрошпателя. Форсированный нагрев -	шт.	2			

		ускоренный разогрев насадки электрошпателя до 250°C и более независимо от установленной температуры. Данная насадка может использоваться только с ЭШ, имеющими функцию форсированного нагрева. Код ОКПД2 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические					
8	Стоматологическое оборудование	Прибор для полимеризации фотокомпозитов Megalux Soft Start, MEGADENTA, Германия Прибор для полимеризации стоматологических фотополимеров с функцией «мягкого старта». Мощность 140 Вт, Галогенная лампочка 12В/75 Вт, Длина волны 400-500 нМ. В комплекте: стандартный световод 8 мм, запасная лампочка 12В/75 Вт Код ОКПД2 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические	шт.	3			
9	Стоматологическое оборудование	Воскотопка стоматологическая ВТ "Аверон" по ТУ 9452-003-25014322-2006, исполнение ВТ 2.1 КОМБИ, артикул 09606. Воскотопка и электрошпатель с цифровой индикацией в одном устройстве. Цифровая индикация каналов ВТ и ЭШ; Управление режимами работы и независимая регулировка температур для разных каналов при помощи энкодера с	шт.	2			

	кнопкой. Точная установка температуры воска в стакане и сменной ручки-насадки и хранение установленных значений в энергонезависимой памяти; Наличие спящего режима для максимальной экономии электроэнергии и уменьшения риска ожогов при случайном касании разогретого наконечника сменной ручки-насадки в перерывах между работой. Универсальное питание 100...240 В; Воскотопка в составе устройства: Цифровое регулирование температуры воска в стакане; Температура воска в стакане стабильна во всем диапазоне питающих напряжений; Прозрачная крышка воскотопки для визуального контролироля процесса плавки воска с закрытой крышкой. Электрошпатель в составе устройства: Цифровое управление нагревом наконечника сменной ручки-насадки; Температура насадки стабильна во всем диапазоне питающих напряжений. Габариты (Ш×Г×В), не более 155×85×65 мм (блок модулей) Диапазон задаваемых температур 40...110 °С (воска в стакане ВТ) Дискрет изменения температуры 1 °С (воска в стакане/сменной ручки-насадки) Длина кабеля, не менее 1,1						
--	---	--	--	--	--	--	--

		м (моделировочного ножа) Индикация цифровая Масса, не более 0,25 кг Режим работы продолжительный Электропитание =12 В 1,5 А Код ОКПД2 32.50.11.000 Инструменты и приспособления стоматологические					
10	Стоматологическое оборудование	Компрессор медицинский стоматологический безмаслянный DK50, исполнение: DK50-10 S, ЕКОМ, Словакия. - шумопоглощающий шкаф; - производительность не менее 75 л/мин.; - рабочее давление от 5 до 7 бар; - уровень шума не более 46 дБА; - встроенный ресивер не менее 10 л Код ОКПД2 28.13.26.000 Компрессоры поршневые объемные	шт.	1			

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru egorov@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 14.05.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Егоров Константин Павлович, тел. 220-02-91