

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medgorod.ru

Http://www.kkb1.krasu.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

На № КР.09 от 2019 г. № 848-19

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Моющее средство	Кислотное моющее и нейтрализующее средство предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами. Предназначение: как нейтрализующее средство, после применения средне щелочных моющих средств. Так же используется в качестве моющего агента для кислотного ополаскивания в процессе автоматической мойки хирургических инструментов, предметов для анестезиологии, лабораторного стекла и других изделий в больницах, аптеках, молочных кухнях, лабораториях по анализам воды, промышленных и исследовательских лабораториях. Форма: жидкость. Цвет: бесцветный. Уровень pH: (при температуре 20оС) от 2,6 до 3,0 (показатель не требует конкретизации) Не содержит фосфаты и поверхностно-активные вещества Содержит: в качестве действующего вещества - лимонная кислота - для осуществления нейтрализации щелочи Средство расфасовано в ёмкости объемом не менее 5 л.	уп	26		
2	Моющее средство	Щелочное моющее средство для автоматической и ручной мойки хирургических инструментов, включая инструменты для малоинвазивной хирургии, микрохирургии, эндоскопы, анестезиологические инструменты и оборудование, стоматологические инструменты, включая наконечники для бормашины, уголки, контейнеры и других медицинских принадлежностей. Содержит основные моющие компоненты обеспечивающие хорошие моющие свойства и полное удаление засохшей и денатурированной крови, а так же остатки крови, которые запеклись после применения дезинфектантов, и то же время обладает мягким действием на материалы. Форма: жидкость. Уровень pH: (при температуре 20 С) от 5,5 до 10,8 (показатель не требует конкретизации). Содержит: неанионные и анионные поверхностно-активные вещества не менее 5%, энзимы Средство расфасовано в ёмкости объемом не менее 5 л.	уп	65		
3	Моющее средство	Жидкое нейтральное моющее средство с ферментами и другими моющими добавками, для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами. Предназначено для механической мойки хирургического инструмента, принадлежностей для анестезии, гибких эндоскопов, контейнеров и другого медицинского инвентаря из следующих материалов: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, легкие металлы, стекло, пластик и материалы оборудования для анестезии и гибких эндоскопов устойчивы к воздействию рабочих растворов. Форма: жидкость. Уровень pH: от 7,5 до 7,8 (показатель не требует конкретизации). Содержит: не менее 5% анионных поверхностно-активных веществ, ферменты, консерванты Средство расфасовано в ёмкости объемом не менее 5 л.	уп	65		
4	Моющее средство	Жидкое щелочное моющее средство, для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами. Предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях для механической очистки хирургического инструмента, принадлежностей для анестезии, лабораторного стекла, бутылочек для кормления, и других подобных предметов для сходного использования, и отделений анестезиологии, лабораторий и молочных кухонь. Форма: Жидкость. Цвет: бесцветный. Пенообразование: отсутствие пены. Уровень pH: от 11,4 до 14,0 (показатель не требует конкретизации). Средство содержит: метасиликаты натрия и калия 15-30% (показатель не требует конкретизации), фосфаты 15-30% (показатель не требует конкретизации) и воду. Не содержит окисляющих агентов и поверхностно-активные вещества. Средство расфасовано в ёмкости объемом не менее 5 л.	уп	90		

5	Моющее средство	Жидкое средство для усиления моющего эффекта на основе активного кислорода для мойки медицинского инструментария в автоматических моечных машинах. Применяется в комбинации с щелочным моющим средством. Не подходит для инструментов из титана, алюминия и других цветных металлов. Форма: Жидкость. Цвет: прозрачный. Уровень pH: (при температуре 20°C) от 5,5 до 5,7 (показатель не требует конкретизации). Средство содержит водный раствор перекиси водорода 30-35% (показатель не требует конкретизации). Средство расфасовано в емкости объемом не менее 5 л.	уп	80		
6	Моющее средство	Жидкое дезинфицирующее, не содержащее формальдегида и четвертичных аммонийных соединений средство предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами. Предназначено для дезинфекции в моюще-дезинфицирующих машинах гибких эндоскопов и другого термочувствительного инструмента. Форма: жидкость. Цвет – желтоватый. Запах - характерный. Пенообразование – отсутствие пены Средство содержит: глиоксаль не менее 6%, глутаровый альдегид не менее 3,5%. Средство расфасовано в емкости объемом не менее 5 л.	уп	34		
7	Моющее средство	Специальное средство для основной мойки и удаления окислов с поверхности металла, налета ржавчины и ржавых пятен. Предназначено для основной мойки погружением и УЗ -мойки хирургических инструментов из нержавеющей стали. Основная мойка может быть использована только для инструментов, изготовленных из закаленной хромистой стали и хромоникелевой стали. Форма: жидкость. Цвет: бесцветный. Уровень pH (при температуре 20°C) от 0,8 до 1% (показатель не требует конкретизации). Средство содержит не менее 5% неионогенных поверхностно активных веществ, неорганического фосфора 15-30% (показатель не требует конкретизации). Средство расфасовано в емкости объемом не менее 12л.	шт.	5		

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru apteka@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 30.09.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель: 
Назарова Наталья Валерьевна, тел. 220-16-18