

Аннотация, Приложение

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
kkr@medgorod.ru
ИПН 24-09-000101
ИНН 24-09-000101
2 019 г. № 5/4
от
О коммерческом предложении

Руководителю

Уважаемые господа!

Пронун Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, руб/шт	Страна происхождения
1	Дезинфицирующее средство	Жидкое концентрированное средство на основе трихлорэтилового комплекса (протеза, линзы и амниоты) и ПАВ, обеспечивающих высокие очищающие свойства препарата и способность разрушать биопленку, для: - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом; - предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (в том числе врачебные) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним из различных материалов ручным способом; - окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов ручным способом; Средство не должно содержать четвертично-аммониевые соединения в качестве действующих веществ. Средство предназначено для использования в ЛПУ любого профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии. Средство не должно содержать никаких активных антибактериальных субстанций. pH средства должен быть не менее 6,5 и не более 8,5 для исключения повреждающего и коррозирующего действия на ИМП и эндоскопы. Требования к качеству и безопасности: Средство, при нанесении на кожу и введении в желудок, должно относиться к 4 классу малоподвижных веществ, не должно оказывать кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия. Средство должно обладать хорошими моющими свойствами, не должно содержать фиксирующих протеиновые загрязнения соединений (альдегидов и спиртов), токсичных соединений в виде хлора, альдегидов, фенола. Инструкция по применению средства должна содержать описание тестов, подтверждающих активность в рабочем растворе средства каждого, из входящих в состав препарата энзимов, как подтверждающие отсутствие разрушающего действия протеазы (протеолит) на другие энзимы (явление каннибализма между энзимами в присутствии воды). Потребительские свойства: Выход рабочего раствора из 1 л концентрата: - по режимам ПСО ИМП и эндоскопов при ручном способе: не менее 250л при времени экспозиции не более 10 минут; инструментов к эндоскопам - не менее 200л при времени экспозиции не более 15 минут; - по режимам ПСО ИМП при механизированном способе обработки (в ультразвуковых установках различного типа): не менее 250л при времени экспозиции не более 5 минут. Срок годности препарата: в не вскрытой упаковке производителя - не менее 3 лет, рабочих растворов - сутки при многократном использовании, если их внешний вид не изменился.	уп	166		
2	Дезинфицирующее средство	Жидкое концентрированное мультиспецифическое средство, содержащее линзу, амниоту, амниоту, протез, детектор, должно представлять собой прозрачную жидкость синего цвета с характерным запахом. Средство предназначено для: - предстерилизационной очистки медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические и стоматологические (в том числе врачебные) инструменты, ручным и механизированным способом с применением ультразвука в установках, зарегистрированных в установленном порядке - «УЗБ-10/150-ТН-«ЭЛТЕК», «Elmasonic S1201», «Кристалл-5»; - предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом; - окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов, включая ультразвуковые эндоскопы механизированным способом в установках для дезинфекции гибких эндоскопов Bausch CYW-100 N, OER A, в также других марок; - предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним из различных материалов, а также для окончательной очистки перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов ручным способом; - ультразвуковой очистки, механическим способом в установках УЗД-1 «ЭПОНТ» и в «Алфаре» для очистки, дезинфекции, ДВУ и стерилизации эндоскопов, включая ультразвуковые эндоскопы, механическим способом в установках УЗД-1 «ЭПОНТ» и в «Алфаре» для очистки, дезинфекции, ДВУ и стерилизации эндоскопов. Средство должно быть предназначено для использования в ЛПУ любого профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии. Средство не должно содержать активных антибактериальных субстанций. pH средства должен быть в следующих пределах: не менее 7,0 и не более 9,0. Требования к качеству и безопасности: Средство, при нанесении на кожу и введении в желудок, должно относиться к 4 классу малоподвижных веществ, не должно оказывать кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия. Средство должно обладать малым пенообразованием при высоких концентрациях, должно быть хорошо растворимо в воде, сохранять очищающие свойства в воде любой жесткости и обеспечивать высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других видов органических загрязнений. Комплексы ферментов должны способствовать гидролизу белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, аминокислот, глицерола и глюкозы, хорошо растворимых в воде, что позволяет легко удалять органические загрязнения, включая биопленку. Средство не должно обладать коррозирующим действием на изделия из нержавеющей стали, алюминия, латуни, титана, олова; не повреждать изделия из стекла, тефлона, полимерных материалов, в том числе резины. Инструкция по применению средства должна содержать описание тестов, подтверждающих активность в рабочем растворе средства, как минимум, трех из входящих в состав препарата энзимов - протеазы, липазы и амилазы, для подтверждения отсутствия разрушающего действия протеазы на другие энзимы (явление каннибализма между энзимами в присутствии воды). Потребительские свойства: Режимы использования: Выход рабочего раствора средства из 1 л концентрата: - при дезинфекции изделий из различных материалов, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, - не менее 20л при времени экспозиции не более 15 минут; - при ДВУ: не менее 10л при времени экспозиции не более 5 минут; - при стерилизации эндоскопов, инструментов простой конфигурации: не менее 10л при времени экспозиции не более 300 минут (5 часов); - при стерилизации инструментов к гибким эндоскопам, ИМП, имеющих замковые части, врачебные стоматологические инструменты - 360мин. (6 часов). Рабочие растворы средства должны использоваться многократно в течение не менее 30 дней. Средство должно быть упаковано во флаконы не менее 500 мл.	уп	60		
3	Дезинфицирующее средство	Средство должно представлять собой прозрачную жидкость светло-зеленого или светло-голубого цвета в виде концентрированного (не менее и не более 20% по ДВУ) раствора глицерола альдегида для: - дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов: хирургических, стоматологических (в т.ч. врачебных) инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом; - стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним; - дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным (в автоматических репроцессорах) способом в ЛПУ любого профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии. Средство должно обладать активностью в отношении бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов (включая возбудителей гепатитов, ВИЧ, полиомелита, гриппа, в т.ч. штаммов H5N1 и A/H1N1), грибов рода Кандида и Дерматофитов, спор. Требования к качеству и безопасности: Средство по параметрам острой токсичности должно относиться к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и ингаляционным воздействием летучих компонентов, к 4 классу малоподвижных веществ при нанесении на кожу. Рабочие растворы средства не должны портить и коррозировать обрабатываемые изделия, быть совместимыми с материалами эндоскопов. Препарат должен иметь рекомендации фирмы-производителя для обработки эндоскопов «Karl Storz» (Германия), «Olympus» (Япония). Режимы использования: Выход рабочего раствора средства из 1л концентрата: - при дезинфекции изделий из различных материалов, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, - не менее 20л при времени экспозиции не более 15 минут; - при ДВУ: не менее 10л при времени экспозиции не более 5 минут; - при стерилизации эндоскопов, инструментов простой конфигурации: не менее 10л при времени экспозиции не более 300 минут (5 часов); - при стерилизации инструментов к гибким эндоскопам, ИМП, имеющих замковые части, врачебные стоматологические инструменты - 360мин. (6 часов). Рабочие растворы средства должны использоваться многократно в течение не менее 30 дней. Средство должно быть упаковано во флаконы не менее 500 мл.	уп	500		
4	Тест-полоски	Одноразовые индикаторные полоски предназначены для экспресс-контроля минимально-эффективной концентрации (МЭК) глицерола альдегида в рабочем растворе средства «Стерилиное». Срок годности в не вскрытой упаковке изготовителя: не менее 12 месяцев, после первоначального вскрытия упаковки - не менее 3 месяцев. Формы выпуска: пенал, не менее 100 полосок.	уп	12		

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru arleka@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 25.09.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы Куликова И.О./

Исполнитель:
Назарова Наталья Валерьевна, тел. 220-16-18