

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Красная клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medqorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234

Руководителю

ИНН/КПП 2465030876/246501001
25.09 2019 г. № 2/м
На № от

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения
1	Моющее средство	Жидкое кислотное моющее и нейтрализующее средство для машинной обработки изделий медицинского назначения и лабораторного стекла. Не содержит фосфатов и ПАВ. Предназначение: применяются в специальных моющих и моюще-дезинфицирующих машинах в диапазоне температур от 30°C до 93°C при экспозиции в соответствии с Инструкцией по эксплуатации соответствующей машины с целью: - как нейтрализующее средство, после стадии основной мойки для хирургического инструмента, анестезиологического оборудования, контейнеров, хирургической обуви, бутылок для кормления, лабораторного стекла и других медицинских изделий. Из одной упаковки концентрата объемом 5 литров в качестве нейтрализующего агента должно быть приготовлено не менее 2500 и не более 5000 литров рабочего раствора; - в качестве моющего агента для кислотной предварительной очистки в процессе автоматической мойки в моечных машинах для удаления известковых отложений. Из одной упаковки концентрата объемом 5 литров в качестве моющего средства должно быть приготовлено не менее 1000 и не более 2500 литров рабочего раствора. Уровень pH в диапазоне (определяется в полностью деминерализованной воде при температуре 20°C): от 2,6 до 3,0 (показатель не требует конкретизации). Содержит: лимонная кислота в диапазоне 25-50% (показатель не требует конкретизации), оксид фосфора не более 10%. Средство расфасовано в ёмкости объемом не менее 5 л.	уп	26		
3	Моющее средство	Жидкое нейтральное моющее средство с ферментами и другими моющими добавками. Средство предназначено для: - предстерилизационной очистки, (мойки) механизированным способом в моюще-дезинфицирующих (МД) машинах и (УЗ) установках изделий медицинского назначения из термолабильных (латекс, резина, пластмассы) и термостабильных (металлы, стекло) материалов, в том числе: хирургических инструментов, микроинструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, моторных систем, контейнеров и сеток, изделий из цветного и анодированного алюминия, принадлежностей к наркозно-дыхательному оборудованию, оборудования для анестезии, хирургической обуви, средств по уходу за больными, и пр. - для предварительной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом. - для предстерилизационной (окончательной) очистки гибких эндоскопов в моюще-дезинфицирующих (МД) машинах. Средство должно обладать высоким моющим действием, хорошей совместимостью с обрабатываемыми материалами, не оказывать негативного воздействия на хромоникелевую и низколегированную сталь, нержавеющей сталь, инструментальную сталь, алюминий, стекло, пластик, эмаль, а также на материалы, из которых изготовлено анестезиологическое оборудование, гибкие и жесткие эндоскопы. Средство должно удалять остатки высохшей и свернувшейся крови, быть хорошо растворимо в воде, обладать низким пенообразованием, не нуждаться в нейтрализации. Уровень pH в диапазоне (определяется в полностью деминерализованной воде при температуре 20°C): от 7,6 до 7,7 (показатель не требует конкретизации). Содержит: не более 5% анионных поверхностно-активных веществ, энзимы, консерванты. Средство расфасовано в ёмкости объемом не менее 5 л.	уп	65		
4	Моющее средство	Щелочное моющее средство для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения механизированным способом. Средство предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами для использования моющих и моюще-дезинфицирующих растворов, в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) в диапазоне температур от 30°C до 93°C при экспозиции в соответствии с Инструкцией по эксплуатации соответствующей машины с целью обработки: - хирургических, стоматологических инструментов, принадлежностей анестезиологической аппаратуры, лабораторной посуды и изделий из стекла; в медицинских учреждениях, лабораториях, молочных кухнях, - хирургической обуви, медицинских инструментов и лабораторной посуды из термолабильных материалов, для инструментов сильно загрязненных кровью; - мойка бутылок для детского питания в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Пенообразование: отсутствие пены. Уровень pH в диапазоне: от 11,4 до 11,9 (показатель не требует конкретизации). Средство содержит: метасиликаты натрия и калия 15-30% (показатель не требует конкретизации), фосфаты 15-30% (показатель не требует конкретизации), фиксационные компоненты, ингибиторы коррозии, комплексные агенты. Средство расфасовано в ёмкости объемом не менее 5 л.	уп	90		

5	Моющее средство	Жидкий усилитель очищающего действия на основе активного кислорода для автоматической обработки медицинских инструментов в автоматических моечных машинах. Применяется в комбинации с щелочным моющим средством. Не подходит для инструментов из титана, алюминия и других цветных металлов. Уровень pH в диапазоне (определяется в полностью деминерализованной воде при температуре 20оС): от 5,5 до 5,7 (показатель не требует конкретизации). Средство содержит кислородсодержащие отбеливатели не менее 30%. Средство расфасовано в емкости объемом не менее 5 л.	уп	80		
6	Моющее средство	Жидкое дезинфицирующее средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, в т.ч. из термолabileльных материалов, дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов механизированным способом в специальных моечных и моюще-дезинфицирующих машинах, использующих дезинфицирующее средство однократно. Средство обладает бактерицидной, в т.ч. туберкулоцидной, спороцидной, вирулицидной активностью (в т.ч. возбудители полиомиелита, парентеральных гепатитов и Вич- инфекций), а также фунгицидной активностью, в т.ч. в отношении кандидозов и трихофитий. Средство содержит: глиоксаль, глutarовый альдегид. Средство расфасовано в емкости объемом не менее 5 л.	уп	34		
7	Моющее средство	Специальное средство для удаления температурной окраски, налета и ржавчины. Применяется для очистки хирургических инструментов из нержавеющей стали в погружных ваннах в стадии основной мойки Уровень pH в диапазоне (определяется в полностью деминерализованной воде при температуре 20оС): от 0,9% до 1,8% (показатель не требует конкретизации). Средство содержит не более 5% неионогенных поверхностно активных веществ, не менее 50% ортофосфорной кислоты, не менее 30% фосфатов. Средство расфасовано в емкости объемом не менее 12л.	шт.	5		


Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru apteka@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 30.09.2019 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы  /Куликова И.О./

Исполнитель: 
Назарова Наталья Валерьевна, тел. 220-16-18