

Красное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Красная клиническая больница  
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022  
Телефон: 8 (391) 220-16-13  
Факс: 8 (391) 220-16-23  
E-mail: kkb@medgorod.ru  
http://www.kkb1.krasu.ru  
ОКПО 01913234  
ИНН/КПП 2465030876/246501004  
25.09. 2019 г. №. 8/4  
На № от

Руководителю

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

| № п/п | Наименование                                          | Характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ед. изм. | Кол-во, шт | Цена, рублей | Страна происхождения | Остаточный срок годности |
|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| 1     | Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированные. Цвет темного спектра (коричневого, черного и др.) контрастного с костями. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка должна обеспечивать защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 7,0 | пара     | 2 300      |              |                      |                          |
| 2     | Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированные. Цвет темного спектра (коричневого, черного и др.) контрастного с костями. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка должна обеспечивать защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 7,5 | пара     | 580        |              |                      |                          |
| 3     | Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированные. Цвет темного спектра (коричневого, черного и др.) контрастного с костями. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка должна обеспечивать защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 8,0 | пара     | 2 200      |              |                      |                          |
| 4     | Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользящая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированные. Цвет темного спектра (коричневого, черного и др.) контрастного с костями. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка должна обеспечивать защиту перчатки от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 8,5 | пара     | 1 100      |              |                      |                          |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| 5  | Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, повышенной прочности. Предназначены для хирургических операций, в условиях повышенного риска механических повреждений в травматологии, ортопедии. Форма анатомически правильная, без опудривания, с валиком, противоскользкая полоса внутри по краю манжеты, полностью текстурированные. Цвет темного спектра (коричневого, черного и др. указать конкретные параметры) контрастного с костями. Поверхность текстурированная с внутренним синтетическим полимерным покрытием. Параметры: толщина подушечки пальца не менее 0,30 мм, ладони не менее 0,30 мм, манжеты не менее 0,22 мм. Длина перчатки не менее 295 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Упаковка должна обеспечивать защиту перчаток от влаги и разрушения при воздействии озона. Информация о составе указана на всех видах упаковки для идентификации материала изготовления. Размер 9,0 | пара | 700    |  |  |  |
| 6  | Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для улучшенного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Параметры: длина не менее 290 мм. толщина: палец - не более 0,22 мм., ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. Прочность на разрыв не менее 19 Н. Размер 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | пара | 3 850  |  |  |  |
| 7  | Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для улучшенного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Параметры: длина не менее 290 мм. толщина: палец - не более 0,22 мм., ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. Прочность на разрыв не менее 19 Н. Размер 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | пара | 6 800  |  |  |  |
| 8  | Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для улучшенного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Параметры: длина не менее 290 мм. толщина: палец - не более 0,22 мм., ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. Прочность на разрыв не менее 19 Н. Размер 7,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | пара | 4 170  |  |  |  |
| 9  | Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для улучшенного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Параметры: длина не менее 290 мм. Толщина: палец - не более 0,22 мм., ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. Прочность на разрыв не менее 19 Н. Размер 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | пара | 10 050 |  |  |  |
| 10 | Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Конструкция: анатомически правильная форма с расположением большого пальца в направлении ладони для снижения усталости и напряженности рук. Внешняя поверхность текстурированная для улучшенного захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Параметры: длина не менее 290 мм. Толщина: палец - не более 0,22 мм., ладонь - не более 0,20 мм. Содержание протеинов не более 30 мкг/г. Прочность на разрыв не менее 19 Н. Размер 8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | пара | 1 950  |  |  |  |



[illegible]

[illegible]



|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |   |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|--|--|
| 21 | Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные, антибактериальные | Стерильное устройство, содержащее натуральный латекс гевен (например, натуральный латекс/полимерный композит), предназначено в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников в области хирургического вмешательства; оно имеет антибактериальные или противовирусные средства/свойства, предназначенные для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения. Оно используется в основном в качестве двойного барьера для защиты пациента и персонала от заражения. Оно будет иметь соответствующие характеристики в отношении тактильности/удобства использования, и должно обеспечить соответствующие физические свойства (например, прочность, эластичность) и сплошную линейку размеров. Устройство одноразового использования. Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). В составе внутреннего покрытия должен содержаться антисептик (указать наименование) для непрерывной обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций повышенного риска. Длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм и не более 0,26 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм.AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Содержание белка < 50mg/dm² . Размер 8,5. | пара | 1 950 |   |  |  |
| 22 | Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные                    | Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,18 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пара | 4 550 | ✓ |  |  |
| 23 | Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные                    | Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,18 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пара | 2 750 | ✓ |  |  |
| 24 | Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные                    | Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 6,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пара | 3 400 |   |  |  |
| 25 | Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные                    | Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Размер 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пара | 4 550 | ✓ |  |  |



|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|--|--|
| 26 | Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.<br>Размер 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пара | 2 750  |  |  |  |
| 27 | Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.<br>Размер 8,0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | пара | 10 000 |  |  |  |
| 28 | Перчатки хирургические из латекса гевей, неопудренные | Стерильное изделие из латекса гевей, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Устройство одноразового использования. Перчатки хирургические стерильные неопудренные, латексные с нитрилом (для персонала с повышенной чувствительностью на протеин латекса). Структура - многослойные не менее 3 слоев: 1 слой-латекс, 2 слой :смесь латекс-нитрил, 3 слой - нитрил. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность перчаток гладкая, без опудривания, с противоскользящим эффектом (для обеспечения высокой тактильной чувствительности и улучшенного захвата инструмента). Параметры: длина не менее 300 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не менее 0,23 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях), толщина ладони не менее 0,20 мм, толщина манжеты не менее 0,18 мм. AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска.<br>Размер 8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пара | 1 900  |  |  |  |
| 29 | Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные  | Стерильное изделие из полиизопреена, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применению, должны выполнять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие одноразового применения. Перчатки стерильные хирургические полиизопреновые, неопудренные. Предназначены для продолжительных хирургических операций в том числе требующих повышенной тактильной чувствительности. Цвет контрастный по отношению к цвету крови (синего или зеленого спектра) для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов латекса. Неопудренные для уменьшения риска контактного дерматита.Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя верховость текстурированная для лучшего захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Параметры: длина не менее 290 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,19 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях). AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Прочность на разрыв не менее 9 Н. Удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения). Размер 7,5 | пара | 100    |  |  |  |
| 30 | Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные  | Стерильное изделие из полиизопреена, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применению, должны выполнять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие одноразового применения. Перчатки стерильные хирургические полиизопреновые, неопудренные. Предназначены для продолжительных хирургических операций в том числе требующих повышенной тактильной чувствительности. Цвет контрастный по отношению к цвету крови (синего или зеленого спектра) для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов латекса. Неопудренные для уменьшения риска контактного дерматита.Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя верховость текстурированная для лучшего захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Параметры: длина не менее 290 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,19 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях). AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Прочность на разрыв не менее 9 Н. Удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения). Размер 7,0 | пара | 100    |  |  |  |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|--|--|
| 31 | Перчатки хирургические полиизопреновые, неопудренные | Стерильное изделие из полиизопрена, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, должны выполнять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие одноразового применения. Перчатки стерильные хирургические полиизопреновые, неопудренные. Предназначены для продолжительных хирургических операций в том числе требующих повышенной тактильной чувствительности. Цвет контрастный по отношению к цвету крови (синего или зеленого спектра) для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов латекса. Неопудренные для уменьшения риска контактного дерматита. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность текстурированная для улучшения захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Параметры: длина не менее 290 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,19 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях). AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Прочность на разрыв не менее 9 Н. Удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения). Размер 8,0 | пара | 100 |  |  |  |
| 32 | Перчатки хирургические неопудренные                  | Перчатки хирургические, неопудренные, стерильные. Предназначены для продолжительных хирургических операций в том числе требующих повышенной тактильной чувствительности. Могут использоваться для работы с электронными инструментами. Не содержат латекса и химических акселераторов, что позволяет избежать риска аллергии I типа на латекс, минимизировать риск аллергии IV типа и повышенной чувствительности кожи медицинских работников. Цвет контрастный по отношению к цвету крови (синего или зеленого спектра) для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Неопудренные для уменьшения риска контактного дерматита. Конструкция: анатомическая форма с расположением большого пальца в направлении ладони (для снижения усталости и напряжения рук, для повышенной комфортности при использовании). Внешняя поверхность текстурированная для улучшения захвата инструментов. Внутренняя поверхность с полимерным покрытием для обеспечения легкости надевания и смены перчаток, в том числе на влажные руки. Параметры: длина не менее 290 мм для операций требующих глубокого проникновения и максимальной защиты предплечья, толщина пальца не более 0,19 мм (для обеспечения тактильной чувствительности, в т.ч. при продолжительных операциях). AQL не более 0,65 для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. Прочность на разрыв не менее 13 Н. Удлинение при разрыве не менее 600% (до ускоренного старения). Размер 8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | пара | 100 |  |  |  |

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: с 01.01.2020 по 31.12.2020г.

Информацию необходимо направить до 17:00 «30» сентября 2019 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: [sobolevskaya@medgorod.ru](mailto:sobolevskaya@medgorod.ru), [apteka@medgorod.ru](mailto:apteka@medgorod.ru) и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б.

Руководитель контрактной службы  /Куликова И.О./

Исполнитель: Назарова Н.В.  и. о. зав. аптекой, тел. 220-15-18  
Адрес электронного документа: Канцелярия/Исх.док\Аптека\

