

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Краевая клиническая больница
ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.kras.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001

Руководителю организации

12.04.19 г. № 270-19

На № от
О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед.из	Кол-во	Цена	Производитель
1	Дезинфицирующее средство	Средство должно выпускаться в виде таблеток массой не менее 2,7 г, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлороксианисовой кислоты не менее 84%. При растворении одна таблетка должна выделять не менее 1,50 г активного хлора (АХ). Рабочие растворы должны сохранять активность не менее 3 суток. Допускается возможность многократного использования рабочих растворов на различных объектах. Средство должно обладать бактерицидными в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, туберкулезными, вирусными (аденовируса, полиомелита, гепатит, ВИЧ) и фунгицидными (Кандида) свойствами. Средство должно быть предназначено для: дезинфекции поверхностей в помещениях; проведения генеральных уборок; дезинфекции ИМН; дезинфекции биологических выделений (кровь, моча, ликвор и пр.), медицинских отходов. Средство должно обладать утвержденными режимами при дезинфекции поверхностей: -дезинфекция бактериальных инфекций - выход рабочего раствора из 16. средства должен быть не менее 3000 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 1500 л. при экспозиции не более 30 мин.; -дезинфекция туберкулеза - выход рабочего раствора из 16. средства должен быть не менее 780 л. при экспозиции не более 90 мин. и не менее 450 л. при экспозиции не более 60 мин.; -дезинфекция инфекций вирусной этиологии - выход рабочего раствора из 16. средства должен быть не менее 3000 л. при экспозиции не более 60 мин. и не менее 1500 л. при экспозиции не более 30 мин.; -дезинфекция грибковых инфекций - выход рабочего раствора из 16. средства должен быть не менее 780 л. при экспозиции не более 90 мин. и не менее 450 л. при экспозиции не более 60 мин. Фасовка: банка (не менее 300 таблеток).	уп	3		
2	Жидкое мыло	Жидкое мыло с антибактериальным эффектом представляет собой готовую к применению однородную жидкость с сбалансированной консистенцией, предотвращающей избыточную текучесть мыла. В состав мыла входит антибактериальное вещество N-Нис-3-аминопропил)додецил)амин 0,2±0,05 %, синергетической комплекс поверхности-активных веществ (ПАВ), улаживающих и увлажняющих за кожей компонентов. pH средства в диапазоне 4,0 - 7,5 (показатель не требует конкретизации). Средство обладает антибактериальной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (исключая микобактерий туберкулеза) бактерий. По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, при нанесении на кожу и введении в желудок относится к 4 классу малопод опасных соединений. Местнораздражающим, кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим свойства в рекомендуемых режимах применения, у средства не выражены. Средство предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, в т.ч. рук хирургов, оперирующего медицинского персонала, для санитарной обработки кожных покровов медицинского персонала и пациентов лечебно-профилактических учреждений. Нанесение препарата на скарпифицированную кожу не осложняет заживления искусственно нанесенных ран. Средство вызывает слабовыраженное раздражение кожных покровов при аппликации на слизистую оболочку глаз. Режим гигиенической обработки рук хирургов и оперирующего медицинского персонала перед использованием дезинфицирующего средства не менее 3 мин и не более 5 мин в течение не более 2 минут. Форма выпуска флакон - диспенсор не менее 1 литр. Дозирующее устройство обладает максимально точным дозированием мыла и возможностью использования "по последней капле", воздуха и контактирующее содержимое не попадает внутрь флакона, не разбрызгивается средство и нет блокады выходного отверстия.	уп	10		
3	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство в виде готовой к применению прозрачной бесцветной жидкости в виде спрея со слабым специфическим запахом и/или запахом применяемой отдушки. Не содержит спирта. Содержит в качестве действующих веществ полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид не менее 0,4% и не более 0,8%, феноксиэтанол не менее 0,01% и не более 2,1%, а также синергетические компоненты, незначительные поверхностно-активные вещества, вспомогательные компоненты. Антимикробная активность. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (исключая микобактерий туберкулеза, вирусов, грибов). Средство обладает выраженными моющими и чистящими свойствами. По параметрам токсичности относится к 4 классу мало опасных веществ (ГОСТ 12.007-76), не обладает выраженными местнораздражающим, кожно-резорбтивным, десенсибилизирующим свойствами. Средство предназначено для применения в ЛПУ любого профиля для очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей и предметов, в т.ч. загрязненных биологическими выделениями: мебели, поверхностей небольших по площади помещений (операционная, приемный покой, процедурный кабинет, изолятор, бокс и т.д.), труднодоступных поверхностей, поверхностей медицинских приборов, оптических приборов и оборудования, датчиков (УЗИ и др.), стоматологических инструментов. Время экспозиции при расходе 100-50мл/м2 при обработке поверхностей не более 5 минут (показатель не требует конкретизации). Упаковка: флакон объемом не менее 0,5 дм3 с пистолетом-распылителем.	уп	12		
4	Дезинфицирующее средство	Дезинфицирующее средство представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ средство должно содержать перекись водорода не менее 14,9% и не более 23,1%, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид, а также катионные и незначительные поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и функциональные добавки. Показатель активности водородных ионов (pH) 1% водного раствора средства в диапазоне не менее 4,0 и не более 7,5. Срок годности рабочих растворов при комнатной температуре не менее 14 суток. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (исключая возбудителей анаэробных инфекций, туберкулеза), вирусов, грибов. Средство должно быть предназначено: для проведения дезинфекции ИМН, совместимой с ПСО; дезинфекции и ПСО медицинских инструментов, для дезинфекции различных объектов при инфекциях бактериальной этиологии (в т.ч. при туберкулезе), вирусной этиологии, при кандидозах, дерматомикозах, анаэробных инфекциях, особо опасных инфекциях (чума, холера, тулярия, сибирская язва), паразитарных заболеваний. Форма выпуска - емкости из полимерных материалов вместимостью не менее 1 дм3 с дезазирующими крышками.	уп	6		
5	Салфетки дезинфицирующие	Дезинфицирующие салфетки представляют готовые к применению салфетки белого цвета из нетканого материала, равномерно пропитанные дезинфицирующим средством и помещенные в герметичную упаковку. Каждая салфетка пропитана дезинфицирующим средством, которое представляет собой прозрачную жидкость со слабым характерным запахом спирта и применяемой отдушки. В качестве действующего вещества содержит 1-пропанол не менее 24% и не более 28% (показатель не требует конкретизации), алкилдигидроксибензиламмоний хлорид не менее 0,02% и не более 0,025% и синергетические функциональные добавки (полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид, N-Нис-3-аминопропил)додецил)амин не менее 0,06%. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (исключая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза), вирусов (ОРВИ, гепатиты А, В, С, ВИЧ), грибов Кандида, Трихофитон. Салфетки должны разрушать на поверхности биологические пленки и обладать хорошими моющими свойствами, не рваться, не обильно в комки при использовании и не оставлять остаточной пленки на обрабатываемой поверхности, быть хорошо совместимы с материалами медицинского оборудования (кроме подверженных воздействию спирта). По параметрам токсичности должны относиться к 4 классу мало опасных соединений (ГОСТ 12.1.007-76), не вызывать раздражающего и токсического действия, не обладать местнораздражающим и резорбтивным действием на кожу, не обладать сенсибилизирующим действием. Салфетки должны предназначаться для применения в ЛПУ любого профиля для очистки и дезинфекции небольших по площади, труднодоступных для обработки непористых поверхностей в помещениях (исключая изготовленные из материалов, подверженных воздействию спирта), различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью: мебели, поверхности медицинских приборов, датчиков диагностического оборудования (УЗИ и др.), термометров, фонендоскопов, стоматологической аппаратуры, жидкой, предметов ухода за больными, телефонных аппаратов, обуви и др. Однократная обработка с экспозиционной выдержкой - не более 3 мин при бактериальных инфекциях - не более 3 мин при туберкуле, вирусных инфекциях и дерматомикозах. Салфетки помещены в упаковку - не менее 120 шт с герметизирующим клапаном, с герметично заваренным краем. После вскрытия упаковки срок годности салфеток - не менее 1 месяца (в плотно закрытой упаковке при комнатной температуре).	уп	20		

Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направить до 16 апреля 2019 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: sobolevskaya@medgorod.ru, apteka@medgorod.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6.

Руководитель контрактной службы

И.О. Кузнецова

Исполнитель: Назарова Н.В. и.о. зав. аптекой, тел. 220-15-18
Адрес электронного документа: Канцелярия/Иск.док/Аптека/