

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Руководителю

Краевая клиническая больница

ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022

Телефон: 8 (391) 220-16-13

Факс: 8 (391) 220-16-23

E-mail: kkb@medgorod.ru

http://www.kkb1.kras.ru

ОКПО 01913234

ИНН/КПП 2465030876/246501001

22.10 2 020 г. № 900-2020

На № от

О коммерческом предложении

Уважаемые господа!

Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена без * учета НДС, рублей	Ставка НДС (если применимо для предлагаемого медицинского изделия в соответствии ПП №688), %	Цена с НДС, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Перчатки хирургические из латекса теви, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теви, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики: Перчатки хирургические, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация. 1,0 - коэффициент качества, указан на упаковке. Длина не менее 260 мм. Ширина не менее 78 мм не более 88 мм. Толщина не менее 0,10 мм. Перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 6,5	пара	5 000					

2	Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле. Внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация. 1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 270 мм. Ширина не менее 84 мм не более 94 мм. Толщина не менее 0,10 мм. Перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 7,0.	пара	12 100						
3	Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле. Внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация. 1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 270 мм. Ширина не менее 90 мм не более 100 мм. Толщина не менее 0,10 мм. Перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 7,5.	пара	3 000						
4	Перчатки хирургические из латекса гевен, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевен, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле. Внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Дополнительные характеристики: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация. 1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 270 мм. Ширина не менее 96 мм не более 108 мм. Толщина не менее 0,10 мм. Перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 8,0	пара	5 000						

5	Перчатки хирургические из латекса теви, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теви, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и односторонние размеры. Это изделие одностороннего применения. Дополнительные характеристики: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация. 1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 280мм. Ширина не менее 102 мм не более 114мм. Толщина не менее 0,10 мм. Перчатки упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 8,5.	пара	3 000					
6	Перчатки хирургические из латекса теви, неопудренные	Стерильное изделие из латекса теви, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле, внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и односторонние размеры. Это изделие одностороннего применения. Дополнительные характеристики: Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные. Манжета с валиком. Способ стерилизации: двойная хлоринация. 1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 280 мм. Ширина не менее 108 мм не более 120 мм. Толщина не менее 0,10 мм. Перчатки должны быть упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 9,0	пара	3 000					

* п.9 Приказа Минздрава России от 15.05.2020 N 450н "Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий"

Срок поставки: в течение 10 дней с момента подписания контракта

Цена должна быть указана с учетом доставки до КТБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgostod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04

Предложения принимаются в срок до 23.10.2020 17:00:00 по местному времени.

Руководитель контрактной службы _____ /Куликова И.О./

Исполнитель:

Заведующая аптекой  Попова Е.В., тел.(391) 2201618