

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Красная клиническая больница
ул. П. Железняк, 3, г. Красноярск, 660022
Телефон: 8 (391) 220-16-13
Факс: 8 (391) 220-16-23
E-mail: kkb@medgorod.ru
Http://www.kkb1.krasu.ru
ОКПО 01913234
ИНН/КПП 2465030876/246501001
Итого 2020 г. № 0142-2020
На № от

Руководителю организации

О коммерческом предложении

Уважаемый руководитель!

Администрация краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красная клиническая больница» просит предоставить коммерческое предложение с указанием цены на следующий товар:

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во, шт	Цена, рублей	Страна происхождения	Остаточный срок годности
1	Перчатки хирургические из латекса гевекс, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевекс, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета с валиком. Имеют текстурированный рисунок на ладони и пальцах. Способ стерилизации: двойная хлоринация. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 260 мм. Ширина не менее 78 не более 88 мм. Толщина не менее 0,1 для гладких участков и не менее 0,13 для текстурированных. Перчатки должны быть упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 6,5	пара	5 000			
2	Перчатки хирургические из латекса гевекс, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевекс, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета с валиком. Имеют текстурированный рисунок на ладони и пальцах. Способ стерилизации: двойная хлоринация. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 270 мм. Ширина не менее 90 не более 100 мм. Толщина не менее 0,1 для гладких участков и не менее 0,13 для текстурированных. Перчатки должны быть упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 7,0.	пара	8 000			
3	Перчатки хирургические из латекса гевекс, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевекс, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета с валиком. Имеют текстурированный рисунок на ладони и пальцах. Способ стерилизации: двойная хлоринация. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 270 мм. Ширина не менее 90 не более 100 мм. Толщина не менее 0,1 для гладких участков и не менее 0,13 для текстурированных. Перчатки должны быть упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 7,5.	пара	10 000			
4	Перчатки хирургические из латекса гевекс, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевекс, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета с валиком. Имеют текстурированный рисунок на ладони и пальцах. Способ стерилизации: двойная хлоринация. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 270 мм. Ширина не менее 96 не более 108 мм. Толщина не менее 0,1 для гладких участков и не менее 0,13 для текстурированных. Перчатки должны быть упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 8,0	пара	7 000			
5	Перчатки хирургические из латекса гевекс, неопудренные	Стерильное изделие из латекса гевекс, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двухсторонний барьер для защиты пациента и медицинского персонала от различных загрязнений микроорганизмами. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета с валиком. Имеют текстурированный рисунок на ладони и пальцах. Способ стерилизации: двойная хлоринация. AQL -1,0 - коэффициент качества указан на упаковке. Длина не менее 280 мм. Ширина не менее 102 не более 114 мм. Толщина не менее 0,1 для гладких участков и не менее 0,13 для текстурированных. Перчатки должны быть упакованы в двойную индивидуальную упаковку (внутреннюю и внешнюю). Размер 8,5.	пара	2 000			

Цена должна быть указана с учетом доставки до КТБУЗ «Красная клиническая больница» г. Красноярск.

Срок поставки: в течение 10 дней с момента заключения контракта

Информацию необходимо направить до 17:00 «20» июля 2020 года по факсу (391) 220-15-18, по электронной почте: sobolevskaya@medgorod.ru, apteka@medgorod.ru и по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-6.

Руководитель контрактной службы

/Куликова И.О./

Исполнитель: Попова Е.В.  з/м. аптекой, тел. 220-15-18
Адрес электронного документа: Канцелярия/Исх.док/Аптека